

Comodidad clásica


La mascarilla nasal **ComfortClassic** ofrece un rendimiento de calidad en un paquete eficaz.

A veces, una solución simple es la mejor. No sorprende que esta sencilla mascarilla siga siendo la preferida de aquellos que buscan reducir la complejidad, un buen sello, y un excelente precio.

ComfortClassic establece un nivel de comodidad y confort para prácticamente todos sus pacientes hombres y mujeres. Con una almohadilla de silicona de doble capa, la membrana exterior forma un confortable sello, mientras que la capa interior brinda estabilidad. Un espaciador de gel de dos posiciones permite que la mascarilla se adapte al perfil del paciente. También se ajusta a la frente del usuario para una estabilidad y comodidad aún mayores. Complete el paquete con nuestro arnés de lujo, y tendrá una mascarilla de alto rendimiento a un precio asequible que le ayudará a encontrar el ajuste adecuado para el 100% de sus pacientes, el 100% del tiempo... mientras colabora con la rentabilidad de su empresa.

PHILIPS

RESPIRONICS



ComfortClassic presenta nuestro arnés de lujo de tamaño único para una mayor estabilidad y un mejor sello. Los cuatro puntos de ajuste le permiten distribuir la tensión de manera más uniforme para lograr una comodidad óptima. El arnés se puede utilizar con la mayoría de nuestras mascarillas.



Artículo	Pequeña	Mediana
Mascarilla ComfortClassic		
Con arnés	1007967	1007968
Piezas y accesorios		Número de pieza
Arnés Deluxe		1002801
Juego de espaciador de gel para la frente (estándar y corto)		1002464
Juego de arandelas abiertas (5 por equipo)		1002720
Juego de codo de exhalación		1004395
Espaciador de espuma para la frente (5 por envase)		1008651
Pivote		7041

Respironics y ComfortClassic son marcas comerciales de Respironics, Inc. y empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Philips Healthcare se reserva el derecho de modificar las especificaciones y/o de suspender la fabricación de un producto en cualquier momento sin notificación previa y sin que de ello resulten obligaciones; tampoco será responsable de las consecuencias que resulten del uso de la presente publicación.

PRECAUCIÓN: la ley federal de EE. UU. exige que este equipo sea vendido únicamente por un médico o por su orden.

Broudy KB 10/23/09 MCI 4102866 PN 1067660

Philips Healthcare forma parte de Royal Philips Electronics

Respironics Asia Pacifico
+65 6298 1088
Respironics Australia
+61 (2) 9666 4444
Respironics Europa, Medio Oriente, África
+33 1 47 52 30 00
Respironics UK
+44 800 1300 845

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668
Servicio al cliente
+1 724 387 4000
+1 800 345 6443 (toll free, US only)
www.philips.com/respironics