

CARACTERÍSTICAS

- Batería de 15 horas de duración
- 15 psi
- Peso 1,06 kg (2,34 lbs) sin abrazadera a poste/1,2 kg (2,69 lbs) con abrazadera a poste
- Velocidad de alimentación: 1-400 en incrementos de 1ml
- Velocidad de irrigación/enjuague: 10-500 en incrementos de 1ml
- Intervalo de irrigación/enjuague: 1-24 en incrementos de 1 hora
- Multilingüe (inglés, español, francés y portugués)
- Múltiples opciones de alarma



EQUIPO ALIMENTACION de bomba fácil de usar

INFORMACIÓN PARA PEDIDO DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS

Número código	Descripción	Cantidad Caja
BOMBAS		
382400	BOMBA KANGAROO	1
382491	ADAPTADOR DE ELECTRICIDAD	1
382492	SOPORTE DE POSTE TIPO ABRAZADERA	1
F010484WT	BATERÍA	1
ACCESORIOS BOMBA		
674655	BAJADAS PROXIMALES	30
672055	BOLSA ALIMENTACIÓN 500 ML	30
673656	BOLSA ALIMENTACIÓN 1000 ML	30
676255	CONTENEDOR RÍGIDO 600 ML	30
676250	CONTENEDOR RÍGIDO 1200 ML	30
674669	JUEGO DE BAJADAS PROXIMALES Y DE ENJUAGUE 1000 ML	30
673662	SET DE ALIMENTACIÓN 1000 ML CON JUEGO DE ENJUAGUE 1000 ML	30
614650	JUEGO DE BAJADAS PROXIMALES ESTÉRILES	30
612054	BOLSA ESTÉRIL 500 ML	30
613650	BOLSA ESTÉRIL 1000 ML	30
616154	JUEGO DE BURETAS ESTÉRILES	30
SET DE RECERTIFICACIÓN		
776150		5

ePUMP de KANGAROO es marca comercial de Sherwood Services AG.
© 2004 Tyco Healthcare Group LP. Todos los derechos reservados.

tyco
Healthcare

Kendall

Sala de Ventas
Av. Vitacura 2939, oficina 1304
Las Condes, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 231 34 11
Fax: (56-2) 232 57 87

Centro de Distribución y Logística
Lo Boza 8395, Pudahuel, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 739 14 99
Fax: (56-2) 739 02 93

Sucursal Concepción
Paicavi 288, piso 2
Teléfono: (56-41) 233 873
Fax: (56-41) 241 987

www.kendallchile.cl
info@kendallchile.cl

Critical CARE
DIAGNOSTIC AND NUTRITIONAL GROUP

Alimentación con
irrigación/enjuague
a la potencia de “e”




Ahora, una mejor alimentación enteral comienza con “e”

eVOLUCION

Presentando la Bomba

de Alimentación Enteral ePump de KANGAROO,

la última innovación en alimentación enteral. Cuando los pacientes necesitan nutrición a través de una alimentación continua, alimentación intermitente o alimentación y vaciado, ePump de KANGAROO la entrega en un aparato compacto fácil de usar.



¿Qué significa “e” para usted?

“e” significa **easy (fácil)**

Indicaciones fáciles paso a paso, interfaz intuitiva para el usuario y carga simplificada del equipo.

“e” significa **everyone (todos)**

Adecuado para prácticamente todo tipo de paciente, desde pacientes pediátricos a pacientes geriátricos.

“e” significa **everywhere (en todas partes)**

Fácilmente transportable, con baterías de hasta 15 horas de energía de respaldo.

“e” significa **enteral**

Alimentación enteral continua o de bolo y capacidades de irrigación/enjuague exactas y confiables, todas en una bomba.



- Autónoma
- Tecnología “inteligente” para el equipo de la bomba
- Facilidad de operación “estilo ATM”
- Historial de alimentación de hasta 72 horas
- Equipo de bomba libre de DEHP
- Equipo de bomba anti flujo-libre
- Capacidades de irrigación/enjuague